

HT 200S: 15 dakikada hızlı ve uygun maliyetli sindirim

Numunelerin son derece hızlı sindirimi için HSD (Yüksek Hızlı Sindirim) teknolojisine sahip ısıtma bloğu



- KOİ, TN_b, P_{top} ve ağır metal analizinde zamandan tasarruf sağlar
- Otomatik hızlı soğutma
- Özel sindirimler için değişken sindirim süresi ve sıcaklığı
- Yalnızca 35 dakikada KOİ sonuçları

Teknik Veriler

Isıtma programları 100°C için önceden programlanmış, HT ve KOİ modu, 40-170°C, 5-240 dak arasında serbestçe seçilebilir	Maks. işletme rutubeti 90 %	Güç kaynağı 230 V +5/-%15, 50 Hz, 1300 VA
Kullanıcı programları 9 istenilen sıcaklık/süre	Küvet sayısı 12 x 20 mm çap	Boyutlar (Y x G x D) 330 mm x 300 mm x 430 mm
Isıtma hızı 8 dakikada 20 - 148 °C ye	Ekran boyutu 2 x 16 karakter	Ağırlık 12 kg
Sıcaklık kararlılığı ± 1 °C ; EN, ISO, EPA yöntemleriyle uyumlu	Ekran tipi LCD	Bildirilmeden değişiklik yapılabilir.
Kullanım sıcaklık aralığı 10 - 45 °C	Kullanıcı arayüzü İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, İsveççe, Lehçe, Danca	

Sipariş Bilgisi

Ürün numarası	Tanım	
LTV077	HT 200S Yüksek sıcaklık termostatu	Numunelerin son derece hızlı sindirimi için HSD (Yüksek Hızlı Sindirim) teknolojisine sahip ısıtma bloğu
OHA104	13 mm küvetler için küçültme ek parçası	
TSE-MC-HT200	HT 200S için bir defaya mahsus denetim	Servis Paketi 1: HT 200S yüksek sıcaklıklı laboratuvar termostatu için bir defaya mahsus denetim. Seyahat ve aşınan parçalar hariçtir.
TSE-CC-HT200	HT 200S için konfor sözleşmesi	Servis Paketi 2.2: HT200S yüksek sıcaklıklı termostat için konfor bakım sözleşmesi. Seyahat ve aşınan parçalar hariçtir. Garanti süresi uzatma dahildir.
TSE-BC-HT200	HT 200S için temel sözleşme	Servis Paketi 2.1: HT200S yüksek sıcaklıklı termostat için temel bakım sözleşmesi. Seyahat ve aşınan parçalar hariçtir.

LT 200: Standart ve özel sindirimler için termostat

Tüm standart sindirimler için önceden programlanmış ve kullanıcıya özel sindirimler için serbest bir şekilde programlanabilir



- Mükemmel esneklik
- Mükemmel tekrarlanabilirlik
- Kolay kullanım

Teknik veriler, çift bloklı versiyon

Isıtma programları 40°C, 100°C, 148°C için önceden programlanmış ve 37-150°C, 1-480 dak arasında serbestçe seçilebilir	Maks. işletme rutubeti 90 %	Güç kaynağı 115 V - 230 V Maks. +%5/-%15, 50 - 60 Hz, 900 VA
Kullanıcı programları 6 istenilen sıcaklık/süre	Küvet sayısı 21 x 13 mm çap 4 x 20 mm çap	Boyutlar (Y x G x D) 145 mm x 250 mm x 310 mm
Isıtma hızı 10 dakikada 20 - 148 °C ye	Ekran boyutu 2 x 16 karakterler	Ağırlık 2,8 kg
Sıcaklık kararlılığı ± 1 °C EN, ISO, EPA yöntemleriyle uyumlu	Ekran tipi LCD	
Kullanım sıcaklık aralığı 10 - 45 °C	Kullanıcı arayüzü İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, İsveççe, Lehçe	Bildirilmeden değişiklik yapılabilir.

Sipariş Bilgisi

Ürün numarası	Tanım	
LTV082.99.21002	LT 200; 2 bloklı kuru termostat, 15 x 13 mm, 6 x 13 mm / 4 x 20 mm	- Kalan süre/sıcaklık ve operatör yönlendirmesi için ışıklı dijital ekran
LTV082.99.10002	LT 200; 1 bloklı kuru termostat, 9 x 13 mm / 2 x 20 mm	- 3 adet önceden programlanmış ve 6 serbestçe programlanabilir program için yeterli kayıt kapasitesi
LTV082.99.23002	LT 200; 2 bloklı kuru termostat, 15 x 13 mm, 15 x 13 mm	- 1°C'lik adımlarla 37°C - 150°C arasında sıcaklık ayarları, 1 - 480 dak arasında zaman ayarı
LTV082.99.51002	LT 200; 2 bloklı kuru termostat, her blokta 6 x 13 mm ve 4 x 20 mm	
LZT144	MICRO DIST için LT 200 adaptör manşonu	

Fotometrem ile hangi küvetleri kullanabilirim?

Hızlı başvuru kılavuzu

Ürün numarası	Optik yol uzunluğu	Malzeme	Hacim / Paket boyutu	PC II	DR 900	DR 3900	DR 6000
LCW906	13 mm yuvarlak	Cam	25 adet , 7 mL, lastik kauçuk			■	■
LZP045	10 mm dikdörtgen	Cam	1 adet 3,5 mL			■	■
LZP169	50 mm dikdörtgen	Cam	1 adet 7 mL, yarı mikro				■
LZP269	50 mm dikdörtgen	Cam	1 adet 7 mL, yarı mikro			■	■
2095100	10 mm dikdörtgen	Cam	2 adet 3,5 mL, eşleşmiş çift, kapaklı			■	■
2122800	1 inch yuvarlak	Cam	1 adet 10 mL, kapaklı	■	■	■	■
2401906	25 mm yuvarlak	Cam	6 adet 25 mL, kapaklı	■	■	■	■
2427606	1 inch yuvarlak	Cam	6 adet 10 mL, kapaklı	■	■	■	■
2495402	1 inch kare	Cam	2 adet eşleşmiş çift			■	■
2612602	1 inch kare	Cam	2 adet 25 mL, eşleşmiş çift, kapaklı			■	■
2629250	50 mm dikdörtgen	Cam	1 adet 17,5 mL, kapaklı			■	■
2665902	1 inch kare	Cam	2 adet 25 mL, eşleşmiş çift			■	■
LCW919	11 mm yuvarlak	Cam	5 adet boş değerli küvet seti, 7 mL, kauçuk kapaklı			■	■
LZP332	10 mm dikdörtgen	Kuvars cam	1 adet 3,5 mL				■
LZP333	50 mm dikdörtgen	Kuvars cam	1 adet 17,5 mL				■
A24209	10 mm dikdörtgen	Kuvars cam	1 adet 160 µL, pour through hücre, CH = 10 mm				■
LZV510	10 mm dikdörtgen	Kuvars cam	1 adet 450 µL, pour through hücre, CH = 10 mm				■
LZV649	50 mm dikdörtgen	Kuvars cam	1 adet 370 µL, sürekli akış hücresi				■
2624450	50 mm dikdörtgen	Kuvars cam	1 adet 17,5 mL, kapaklı				■
2624410	10 mm kare	Kuvars cam	1 adet 3,5 mL, kapaklı				■
LZP167	50 mm dikdörtgen	Optik cam	1 adet 20 mL			■	■
LZP331	20 mm dikdörtgen	Optik cam	1 adet 7 mL				■
5940506	1 inch yuvarlak	Plastik	6 adet 25 mL, 10 mm ve 1" çift yol uzunluğu, kapaklı	■	■	■	■
LZP341	50 mm dikdörtgen	PMMA	10 adet 7 mL, yarı mikro, kapaklı			■	■
EBK019	10 mm dikdörtgen	Polistiren	1000 adet 3,5 mL			■	■
2410212	1 inch dikdörtgen	Polistiren	12 adet 25 mL, kapaklı			■	■
2629500	10 mm dikdörtgen	Polistiren	100 adet 1,5 mL,			■	■
4864302	1 inch yuvarlak	Polistiren	2 adet 10 mL, kapaklı	■	■	■	■

PC II: Tek Parametrelili Kolorimetre, DR 900: Çok Parametrelili Kolorimetre, DR 3900: VIS Spektrofotometre, DR 6000: UV-VIS Spektrofotometre

Portatif su kalitesi laboratuvarları, BOİ laboratuvar ölçüm sistemleri:



CEL'ler - Çeşitli uygulamalar için fabrikada yapılandırılmış laboratuvarlar:
Kolorimetre, reaktif setleri, gerekli aparatlar, ek cihazlar ve sahada testi gerçekleştirmek için gerekli tüm öğeler.

Ürün numarası	Tanım
251231	Su şartlandırması için portatif kolorimetre laboratuvarı
251232	Çevresel su kalitesi için portatif kolorimetre laboratuvarı
251233	Akuakültür için portatif kolorimetre laboratuvarı
251234	İçme suyu için temel portatif kolorimetre laboratuvarı
251235	İçme suyu için gelişmiş portatif kolorimetre laboratuvarı
251236	Atık su için temel portatif kolorimetre laboratuvarı
251237	Atık su için gelişmiş portatif kolorimetre laboratuvarı
251238	Profesyonel su arıtımı için portatif kolorimetre laboratuvarı
251239	Gelişmiş portatif kolorimetre/pH/iletkenlik laboratuvarı



DREL'ler - Profesyonel su analizi için fabrikada yapılandırılmış laboratuvarlar: Pil ve kuvvetli fotometre, cihaz çantası, reaktif ve aparat çantası, reaktif seti ve cihaz seti.

Ürün numarası	Tanım
LZV729	DREL Eksiksiz su laboratuvarı
LZV735	DREL Endüstriyel su laboratuvarı



BOD Direct - Respirometrik BOİ laboratuvar ölçüm sistemi, kontrol ünitesi, karıştırıcı ve 6 şişe için elektronik basınç sensörü.

Ürün numarası	Tanım
LQV158.98.00001	BOD Direct Respirometrik BOİ ölçüm cihazı



BOD TRAK II - Manometrik BOİ(n) laboratuvar ölçüm sistemi, kontrol ünitesi, karıştırıcı ve 6 şişe için basınç sensörü.

Ürün numarası	Tanım
2952400	BOD TRAK II Manometrik BOİ ölçüm cihazı, aksesuarları ile birlikte

Cihaz kalite güvence ve dokümantasyonu

Tanım	Ürün numarası
Kalite güvence	
Spektrofotometreler için test çözeltisi seti	LZV810
Spektrofotometre için validasyon filtre kiti	LZV537
Pipet doğrulama kiti	LCA722
Dokümantasyon	
Spektrofotometre için USB A4 Yazıcı	LYW368
Spektrofotometreler için USB barkod el tarayıcısı	LZV566
USB klavyeQUERTY	LZV582